



## CINTA TESTIGO Ó AUTOCLAVE MARCA "ALBA CLAVE":

Uso de indicadores químicos externos para distinguir paquetes esterilizados, de los que no lo son.

La cinta cambia de color cuando alcance una temperatura de 125 Grados Centígrados.

Se considera el producto NO ESTERIL, cuando la cinta NO CAMBIA SU COLOR.

La cinta es un producto confiable, ya que reacciona cuando los empaques médicos sellados con ella SE EXPONEN A ESTERILIZACIÓN POR VAPOR.

La cinta se estira, por lo que es útil para sellar todos los empaques médicos que necesitan ser esterilizados. Incluso se puede escribir sobre la cinta, SIN ALTERAR SUS PROPIEDADES.

¿Por qué es necesario?: En la actualidad en nuestro país, están entrando muchos productos para el Área Medicinal Agro-Industrial y Médico Humana, SIN ESTOS CONTROLES DE ESTERILIZADO.

ASOC. COOP. COMP. ENG. IND. RL

Firms Autorizada

Oficina: Avenida San Martin, Parque Residencial San Juan, Torre B, Piso 8, Oficina 83B. Teléfonos: 0414 1605244 / 0212 8725024 E-mail: pielmicel@hotmail.com Planta: Avenida Don Simón, Parcela No.14, Sector Los Jardines de Cagua, Estado Aragua.